

# MASQUE TISSU POUR ENFANT



**MON MASQUE TE PROTÈGE,  
TON MASQUE ME PROTÈGE**

Ces masques en tissu pour enfants sont issus d'une production industrielle. Ils sont lavables au moins 50 fois.

## PRÉCAUTIONS D'USAGE ET MODE D'EMPLOI



> Avant la première utilisation et entre chaque utilisation : laver le masque à 60°. Une fois lavé et sec, le stocker dans un sac plastique propre hermétique.



> Se laver les mains à l'eau et au savon ou gel hydro alcoolique avant de le mettre ou après l'avoir enlevé.



> En le mettant, surtout ne pas toucher l'intérieur du masque.

> Mettre le masque en le prenant par les liens ; une fois en place l'ajuster au-dessus du nez et sous le menton et ne plus toucher sa face extérieure.



> Le masque posé doit être laissé en place le temps nécessaire (contact avec d'autres personnes) sans le retirer, ni même le toucher.

> Il peut être porté pour une durée de 4 heures (variable selon l'activité et l'humidité). En cas de toux, d'éternuement ou de projection de gouttelettes sur le masque, le remplacer par un masque propre.



> Pour retirer le masque, passer les doigts dans les élastiques et retirer vers l'avant sans toucher les parties intérieure ou extérieure du masque.



> Le masque souillé ou utilisé est à placer dans un sac plastique fermé hermétiquement (type sac de congélation) en attendant son lavage.

## Le port du masque est le premier geste barrière.

**Attention, respectez aussi les autres gestes de précaution et les mesures d'hygiène.**

Gardez une distance de 1m  
et lavez-vous les mains le plus souvent possible.

